

Швидкий тест SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM TESTSEALABS®

HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO., LTD. (Ханчжоу тестсіе біотекнолоджі КО., ЛТД.)

1. Виконання тестування без додаткового лабораторного обладнання – кров з пальця.
2. Швидкий результат – можливість інтерпретувати не пізніше 15 хвилин.
3. Вбудований контроль вірного виконання процедури.
4. Виявляє антитіла до SPIKE PROTEIN.

Це шипики вірусу , найбільш важлива частина відповідальна за проникнення у клітину

5. Тест має високу ступінь з чутливості до обох класів імуноглобулінів:
 - віддзеркалення імунної відповіді як на ранніх, так і на пізніх стадіях хвороби
 - можливість виявити тих, хто переніс хворобу без симптомів або у легкій формі
6. Точність тесту: для Ig G -98%, Ig M-94%, що перевищує аналоги
7. Має відповідність стандартам України , також Європейського Союзу (СЕ декларація) та США (FDA)

Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd одними з перших у Китаї розпочали виробництво тестів до SarS-CoV-2, так як фабрику розташовано у безпосередній близькості до Уханю – епіцентру епідемії , що дозволило відпрацювати всі технологічні моменти на достатній кількості зразків матеріалів. Виробництво сертифіковано за стандартами EN ISO 13485:2016



У герметичному тест- пакеті знаходяться :

тест-касета (в індивідуальному герметичному пакуванні),

ланцет, піпетка, інструкція українською мовою.